

1.6 Kursinhalte sichern

WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Welche Inhalte können gesichert werden?

Resultate von Tests, Selbsttests, Fragebögen, SCORM-Modulen und Kursen, in Gruppen-/Aufgaben- und Themenkursbausteinen hochgeladene Dateien, und Logfiles können archiviert werden. Ebenfalls können Foren, Dateidiskussionen, Wikis, Checklisten sowie die Chat Historie archiviert werden.

Die archivierten Test-, Selbsttest und Fragebogen-Dateien werden im Excel-Format abgelegt. Sie finden Angaben dazu, wann welcher Benutzer den Test gelöst, wie er die Fragen beantwortet und wie viele Punkte er erreicht hat. Archivierte Selbsttests und Fragebögen enthalten anonymisierte Benutzerdaten.

WAS SIE TUN MÜSSEN

- 1 Öffnen Sie den Kurs, aus dem Sie Inhalte archivieren wollen, über den Autorenbereich.
 - ! Sie können nur Kurse archivieren in denen Sie Besitzerrechte haben.
- 2 Klicken Sie oben links auf „Werkzeuge“ und dann „Datenarchivierung“
 - 👉 In der Kursstruktur rechts sehen Sie nun welche Inhalte sich archivieren lassen.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Teilbereich an (zum Beispiel: Test und Fragebogen), aus dem Sie die Daten archivieren wollen.
 - ✓ Sie können nun zwischen zwei Konfigurierungsarten wählen.

Wählen Sie „Vorkonfigurierte Archivierung“. Es öffnet sich ein Fenster mit allen Tests und Fragebögen ihres Kurses. Wählen Sie den gewünschten Test/ Fragebogen aus. Wenn Sie „Datei anzeigen“ klicken, so können Sie die erstellte CSV Datei direkt in Excel öffnen oder auf ihrem Computer abspeichern.

- ✓ Archivierung für Experten

Bestimmen Sie pro Fragetyp, welche Spalten in der Exporttabelle angezeigt werden sollen, ebenso können Sie das Trennzeichen und die Dateinamenerweiterung frei wählen.
Z.B. für die Weiterverwendung der Daten in anderen Systemen.
- 4 Wiederholen Sie den Vorgang für alle Kursbausteine die Sie sichern möchten.

Probleme oder Fragen?
Telefon 0512.507-23555
Ticket an e-campus@uibk.ac.at

Zentraler Informatikdienst
Neue Medien und Lerntechnologien



Aktionsschritt/Klicken



Systemreaktion/Erfolgskontrolle



Achtung



Tip

